





Fiches techniques de chimie

Niveau : 2eme BAC SM-PC-SVT

	Les expériences	Les objectifs
1	Mise en évidence des facteurs cinétiques	Montrer l'influence de la concentration initiale des réactifs et la température sur la vitesse d'évolution d'un système chimique.
2	Suivi temporel d'une réaction chimique par conductimétrie	- Mesurer la conductivité d'une solution au cours et à la fin de la réaction. - Déterminer le temps de demi-réaction.
3	L'avancement final des réactions acido-basiques	Mesure de pH d'une solution d'acide chlorhydrique et d'une solution d'acide éthanoïque et calcul de l'avancement final de la réaction
4	Détermination de la constante d'équilibre par mesure de conductance	Calcul du taux d'avancement final et la constante d'équilibre de la réaction de certains acides carboxylique avec l'eau
5	Titration pH-métrique	Suivi l'évolution du pH d'une solution
6	Constituants et fonctionnement d'une pile	- Réaliser des piles mettant en jeu des couples M^{n+}/M - Déduire le sens spontané de la transformation chimique dans une pile. - Mettre en évidence les facteurs influant sur la force électromotrice d'une pile.
7	Electrolyse d'une solution aqueuse	- Réalisation d'une transformation forcée. - Détermination de la constante de Faraday.
8	Estérification	- Vérification de la possibilité d'augmenter la vitesse d'estérification - Détermination du rendement de la réaction
9	La synthèse et les propriétés du savon	- Préparer un savon par réaction entre la soude et l'huile. - Mettre en évidence quelques propriétés du savon.
10	Dosage direct de l'aspirine	- Montrer expérimentalement que le choix des conditions cinétiques (température, concentrations) permet de favoriser une réaction par rapport d'autres réactions possibles - Dosage de l'acide acétylsalicylique contenu dans un comprimé d'aspirine

Fiche technique 1 : Mise en évidence des facteurs cinétiques

Niveau	2BAC	Unité	Chimie	Durée	
Manipulation 1	Les facteurs cinétiques : la Température				
Objectifs	➤ La mise en évidence de l'impact de la température sur la réaction.				
Matériel expérimental	Matériel expérimental : • 2 béchers • Thermomètre • Bain-marie • Pipette de 10 ml • 2 Pipettes de 5 ml		Produits chimiques : • Solution d'acide oxalique ($C_2H_2O_4$) de concentration 0,5mol/l • Solution de permanganate de potassium ($K^++MnO_4^-$)		
Protocol expérimental	Mode opératoire				
	• On prélève, à l'aide d'une pipette, un volume de 10ml de l'acide oxalique ($C_2H_2O_4$) et on l'introduit dans le bécher (A). • On prélève, à l'aide d'une pipette, un volume de 10ml de l'acide oxalique ($C_2H_2O_4$) et on l'introduit dans le deuxième bécher (B). • Laisser le Becher (A) à la température ordinaire 20°C. • Placer le bécher (B) dans un bain-marie, puis porter la température à 60°C • On remplit les 2 pipettes de 5ml avec la solution de permanganate de potassium (K^+, MnO_4^-) • Dans le même temps, on ajoute aux béchers (A) et (B) de solution de permanganate de potassium.				
	Schéma expérimentale				
					
Résultats					



- La décoloration est plus rapide dans le bécher B qui a été chauffé au bain-marie à 60 °C.
- L'équation bilan de la réaction :

$$2MnO_4^- (aq) + 5H_2C_2O_4 (aq) + 6H^+ (aq) \rightarrow 2Mn^{2+} (aq) + 10CO_2 (g) + 8H_2O (l)$$


Précautions Et consignes

- Porter les équipements de protection (blouse, lunette, les gants)
- Débarrasser le paillasse au fur et à mesure que les manipulations sont exécutées et ranger le matériel dont vous n'avez plus besoin
- Il faut manipuler l'acide oxalique avec précaution, car il est :
 - **H302** : Nocif en cas d'ingestion.
 - **H312** : Nocif par contact cutané



- Il faut manipuler le permanganate de potassium car il est :
 - **H272** : Peut aggraver un incendie.
 - **H302** : Nocif en cas d'ingestion.
 - **H314** : Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires.
 - **H410** : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme



Manipulation 2	Les facteurs cinétiques : la concentration des réactifs														
Objectifs	➤ La mise en évidence de l'impact de la température sur la réaction.														
Matériel expérimental	Matériel expérimental : • 3 béchers • Pipette de 10 ml • Fiole jaugée	Produits chimiques : • L'eau oxygénée • Solution d'iodure de potassium													
Protocol expérimental	Mode opératoire														
	• Verser dans 3 béchers 50 ml d'eau oxygénée H_2O_2 (solution incolore) de concentration 0,01 mol/L. • Verser dans chacun de ces béchers, au même instant, 50 mL d'une solution d'iodure de potassium ($K^+_{(aq)} + I^-_{(aq)}$) de concentration comme indiquées dans le tableau suivant :														
	<table><tr><td>Bécher</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>Concentration de $H_2O_{2(aq)}$ en (mol/L)</td><td>0,01</td><td>0,01</td><td>0,01</td></tr><tr><td>Concentration de $I^-_{(aq)}$ en (mol/L)</td><td>0,20</td><td>0,40</td><td>0,60</td></tr></table>			Bécher	1	2	3	Concentration de $H_2O_{2(aq)}$ en (mol/L)	0,01	0,01	0,01	Concentration de $I^-_{(aq)}$ en (mol/L)	0,20	0,40	0,60
	Bécher	1	2	3											
Concentration de $H_2O_{2(aq)}$ en (mol/L)	0,01	0,01	0,01												
Concentration de $I^-_{(aq)}$ en (mol/L)	0,20	0,40	0,60												
Schéma expérimentale															
															
Résultats															
	• L'équation bilan de la réaction :$H_2O_{2(aq)} + 2I^-_{(aq)} + 2H^+_{(aq)} \rightarrow I_{2(aq)} + 2H_2O_{(l)}$ • La vitesse de la réaction est d'autant plus grande que la concentration initiale de l'un des réactifs est plus grande. • Donc la concentration initiale des réactifs est un facteur cinétique.														
Précautions Et consignes	• Porter les équipements de protection (blouse, lunette, les gants) • Débarrasser le paillasse au fur et à mesure que les manipulations sont exécutées et ranger le matériel dont vous n'avez plus besoin. • Il faut manipuler l'eau oxygénée avec précaution, car il est : ➤ H271 : Peut provoquer un incendie ou une explosion, ➤ H302 : Nocif en cas d'ingestion, ➤ H314 : Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux ➤ H332 : Nocif par inhalation.														



- Il faut manipuler **d'iodure de potassium** avec précaution, car il est :
 - **H372** : Risque avéré d'effets graves pour les organes.




Fiche technique 2 : Suivi temporel d'une réaction chimique par conductimétrie


Niveau	2BAC	Unité	Chimie	Durée	
Objectifs	➤ Mesurer la conductivité d'une solution au cours et à la fin de la réaction. ➤ Déterminer le temps de demi-réaction.				
Matériel expérimental	Matériels : • Un bécher de 100 ml • Bain Marie • Chronomètre • Conductimètre • Pissette remplie par l'eau distillée • Eprouvette de 25 ml • Eprouvette de 50 ml • Pipette de 1 ml • Un grand verre à pied Produits chimiques : • 50 ml d'eau distillée • 25 ml d'alcool • 1 ml de 2-chloro-2-méthylpropane (C_4H_9Cl) ($n_0 = 9, 2 \cdot 10^{-3}$ mol)				
Protocol expérimental	Mode opératoire				
	• A l'aide d'une éprouvette, on mesure 50 ml d'eau distillé puis on le verse dans le bécher • En utilisant une éprouvette de 25 ml, on mesure l'alcool et on l'ajoute dans le bécher contenant l'eau distillée • On met le bécher dans un bain Marie à température de 20°C • On mesure 1 ml de 2-chloro-2-méthylpropane (C_4H_9Cl) avec une pipette, puis on l'introduit dans le bécher. • Etalonner le conductimètre puis immerger la cellule de mesure dans le mélange après l'agitation et lancer le chronomètre. Après chaque 200 secondes enregistre la conductivité σ (S/m) et le temps t(s) jusqu'à 2000 seconde.				
	Schéma expérimentale				
					

Résultats

- L'équation bilan de la réaction :



- Tracer la courbe $X = f(t)$




Précautions Et consignes

- Porter les équipements de protection (blouse, lunette, les gants)
- Débarrasser le paillasse au fur et à mesure que les manipulations sont exécutées et ranger le matériel dont vous n'avez plus besoin
- Il faut manipuler l'alcool et 2-chloro-2-méthylpropane (C_4H_9Cl) avec précaution, car :
 - **H225** : liquide et vapeurs très inflammables.



Fiche technique 3 : L'avancement final des réactions acido-basiques


Niveau	2BAC	Unité	Chimie	Durée	
Objectifs	➤ Mesure de pH d'une solution d'acide chlorhydrique et d'une solution d'acide éthanoïque et calcul de l'avancement final de la réaction				
Matériel expérimental	Matériels : - pH – mètre et solution tampons - Papier absorbant - Béchers de 100ml - Agitateur magnétique Produits chimiques : - Solution d'acide chlorhydrique ($H_3O^+_{(aq)}, Cl^-_{(aq)}$) - Solution d'acide éthanoïque - Eau distille				
Protocol expérimental	Mode opératoire				
	- On verse dans un bécher, un volume $V=100\text{ ml}$ de solution d'acide chlorhydrique ($H_3O^+_{(aq)}, Cl^-_{(aq)}$) de concentration $C = 3,5\cdot 10^{-2}mol/L$. - On immerge l'électrode de pH dans cette solution et on attend que le pH se stabilise - Dans un bécher, on introduit un volume $V_0 = 500ml$ d'eau distillée et on ajoute $V = 1ml$ d'acide éthanoïque. - Après homogénéisation de la solution obtenue, l'électrode de pH – mètre est immergée dans la solution obtenue et on attend que le pH se stabilise.				
	Schéma expérimentale				
					
Résultats	1) L'équation bilan : $HCl_{(g)} + H_2O_{(l)} \rightarrow Cl^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$ (Réaction total) 2) L'équation bilan : $CH_3COOH_{(g)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons CH_3COO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$ (Réaction limitée)				
Précautions Et consignes	- Porter les équipements de protection (blouse, lunette, les gants) - Débarrasser le paillasse au fur et à mesure que les manipulations sont exécutées et ranger le matériel dont vous n'avez plus besoin - Il faut manipuler l'acide chlorhydrique avec précaution, car il est : ➤ H290 : Peut-être corrosif pour les métaux ➤ H314 : Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux ➤ H335 : Peut irriter les voies respiratoires				




- Il faut manipuler l'**acide éthanoïque** avec précaution, car il est :
 - **H226** : Liquide et vapeurs inflammables
 - **H314** : Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux



Fiche technique 4 : Détermination de la constante d'équilibre par mesure de conductance

Niveau	2BAC	Unité	Chimie	Durée	
Objectifs	➤ Calcul du taux d'avancement final et de la constante d'équilibre de la réaction de certains acides carboxylique ave l'eau.				
Matériel expérimental	Matériels : • Conductimètre • Générateur de basse fréquence • Becher de 200 ml • Agitateur magnétique • Pipette		Produits chimiques : • Acide éthanoïque de concentration $C = 10^{-2}mol/L$ • Acide méthanoïque de concentration $C = 10^{-2}mol/L$ • Acide benzoïque de concentration $C = 10^{-2}mol/L$ • Chlorure de potassium de concentration $C = 10^{-2}mol/L$ • L'eau distillée		
Protocol expérimental	Mode opératoire				
	• A l'aide d'une pipette, On introduit dans un bécher de 100 ml un volume d'acide éthanoïque CH_3COOH . • Etalonner le conductimètre et puis plonger sa sonde dans le bécher et lire la valeur de la conductance affichée dans l'écran. • On répète les mêmes mesures avec une solution d'acide méthanoïque $HCOOH$, puis avec une solution d'acide benzoïque C_6H_5COOH, de même concentration. • Noter les résultats dans un tableau comportant les noms des trois solutions et leurs conductivités.				
	Schéma expérimentale				
					
Résultats	Bilan des réactions : • $CH_3COOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} \rightarrow CH_3COO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$ • $HCOOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} \rightarrow HCOO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$ • $C_6H_5COOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} \rightarrow C_6H_5COO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$				
	• On doit rincer, après chaque mesure, le bécher et la sonde de conductimètre avec l'eau distillée • Faire Etalonner l'appareil du conductimètre avant l'usage • Porter les équipements de protection (blouse, lunette, les gants) • Débarrasser le paillasse au fur et à mesure que les manipulations sont exécutées et ranger le matériel dont vous n'avez plus besoin • Il faut manipuler l'acide éthanoïque avec précaution, car il est : ➤ H226 : Liquide et vapeurs inflammables ➤ H314 : Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux				

Précautions et consignes




- Il faut manipuler l'acide méthanoïque avec précaution, car il est :
 - **H226** : Liquides inflammables
 - **H302** : Toxicité aiguë, Oral(e)
 - **H331** : Toxicité aiguë, Inhalation
 - **H314** : Corrosion cutanée




- Il faut manipuler l'acide benzoïque avec précaution, car il est :
 - **H315** : Provoque une irritation cutanée
 - **H318** : Provoque des lésions oculaires graves
 - **H372** : Risque avéré d'effets graves pour les organes (indiquer tous les organes affectés, s'ils sont connus) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée



Fiche technique 5 : Titrage pH-métrieque

Niveau	2BAC	Unité	Chimie	Durée	
Objectifs	➤ Suivi l'évolution du pH d'une solution				
Matériel expérimental	<u>Matériels :</u>		<u>Produits chimiques :</u>		
	• Support • Burette graduée • Becher • Barreau aimanté • PH mètre • Agitateur magnétique		• Acide éthanoïque • Soude		
Protocol expérimental	Mode opératoire				
	• À l'aide d'une pipette graduée, introduire 20ml d'acide éthanoïque (CH_3COOH) dans un bécher muni d'un barreau aimanté, puis placer le sur la plaque d'un agitateur magnétique • En utilisant une pince plate, fixer une burette de 10 ml verticalement sur le bécher avant de vérifier que son robinet est bien fermé • Verser 20 ml de la soude dans la burette graduée fixée • Plonger la sonde du pH-mètre dans le bécher, puis allumer l'agitateur • Noter la valeur de pH mesuré après l'ajout de chaque 1ml de la soude				
	Schéma expérimentale				
					

- **Equation de réaction :** $\text{CH}_3\text{COOH}_{(aq)} + \text{HO}^-_{(aq)} \rightarrow \text{CH}_3\text{COO}^-_{(aq)} + \text{H}_2\text{O}_{(aq)}$
- **Représentation graphique :**



Résultats

- Porter les équipements de protection (blouse, lunette, lagans)
- Débarrasser le paillasse au fur et à mesure que les manipulations sont exécutées et ranger le matériel dont vous n'avez plus besoin
- Il faut manipuler l'**acide éthanoïque** avec précaution, car il est :
 - **H226** : Liquide et vapeurs inflammables
 - **H314** : Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux




Précautions Et consignes

- Il faut manipuler **la soude** avec précaution, car il est :
 - **H314** : Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires



Fiche technique 6 : constituants et fonctionnement d'une pile

Niveau	2BAC	Unité	Chimie	Durée	
Objectifs	➤ Réaliser des piles mettant en jeu des couples M^{n+}/M ➤ Dédire le sens spontané de la transformation chimique d'une pile. ➤ Mettre en évidence les facteurs influant la force électromotrice d'une pile.				
Matériel expérimental	<u>Matériels :</u> • Lame de fer • Lame de cuivre • Deux béchers • Ampèremètre • Fils de connexion • Conducteur ohmique $R = 10\Omega$ • Pont salin <u>Produits chimiques :</u> • Solution de sulfate de fer • Solution de nitrate d'argent • Solution de sulfate de cuivre				
Protocol expérimental	Mode opératoire				
	• Plonger une lame de fer décapée dans un bécher contenant 100ml d'une solution aqueuse de sulfate de fer II ($Fe_{(aq)}^{2+} + SO_{4(aq)}^{-2}$) de concentration $C = 0,1mol/L$ • Plonger une lame de cuivre décapée dans une bécher contenant 100 ml d'une solution aqueuse de sulfate de cuivre II ($Cu_{(aq)}^{2+} + SO_{4(aq)}^{-2}$) de concentration $C = 0,1 mol/L$ • Relier les deux solutions par un pont salin contenant une solution aqueuse de nitrate d'argent ($Ag_{(aq)}^{+} + NO_{3(aq)}^{-}$) • Relier les deux lames métalliques par une portion de circuit série comprenant un ampèremètre, un conducteur ohmique $R = 10\Omega$ • Fermer le circuit.				
	Schéma expérimentale				
 					
Résultats	• Le dépôt de cuivre métallique sur l'électrode de cuivre indique qu'il y a une réduction (cathode) Demi équation : $Cu_{(aq)}^{2+} + 2e^{-} \rightleftharpoons Cu_{(s)}$ • La corrosion d'électrode de fer indique qu'il y a une oxydation (Anode) Demi équation : $Fe_{(s)} \rightleftharpoons Fe_{(aq)}^{2+} + 2e^{-}$ Equation bilan : $Cu_{(aq)}^{2+} + Fe_{(s)} \rightleftharpoons Fe_{(aq)}^{2+} + Cu_{(s)}$				

Précautions

Et consignes

- Porter les équipements de protection (blouse, lunette, lagans)
- Débarrasser le paillasse au fur et à mesure que les manipulations sont exécutées et ranger le matériel dont vous n'avez plus besoin
- Il faut manipuler le **sulfate de cuivre II** avec précaution, car il est :
 - **H302** : Nocif en cas d'ingestion
 - **H319** : Provoque une sévère irritation des yeux
 - **H315** : Provoque une irritation cutanée
 - **H410** : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme



- Il faut manipuler le **sulfate de fer II** avec précaution, car il est :
 - **H302** : Nocif en cas d'ingestion
 - **H315** : Provoque une irritation cutanée
 - **H319** : Provoque une sévère irritation des yeux.



- Il faut s'assurer que **l'ampèremètre est branché en série.**

Résultats

➤ Observation d'un dégagement gazeux aux deux électrodes.

- Le gaz qui se dégage à l'anode décolore le bleu d'indigo : cela est caractéristique du dichlore.

Couple : $Cl_{2(g)}/Cl_{(aq)}^-$

Demi équation : $2Cl_{(aq)}^- \rightleftharpoons Cl_{2(g)} + 2e^-$


- Le gaz qui se dégage à la cathode ne peut être que du dihydrogène.

- Le rosissement de la phénolphthaléine au voisinage de la cathode met en évidence la formation d'ions hydroxyde.

Couple : $H_2O_{(l)}/H_{2(g)}$

Demi équation : $2H_2O_{(l)} + 2e^- \rightleftharpoons H_{2(g)} + 2HO_{(aq)}^-$

Equation bilan : $2H_2O_{(l)} + 2Cl_{(aq)}^- \rightleftharpoons H_{2(g)} + 2HO_{(aq)}^- + Cl_{2(g)}$



Précautions Et consignes


- Porter les équipements de protection (blouse, lunette, lagans)
- Débarrasser le paillasson au fur et à mesure que les manipulations sont exécutées et ranger le matériel dont vous n'avez plus besoin
- Il faut manipuler la phénolphthaléine avec précaution, car il est :
 - **H225** : Liquide et vapeurs très inflammables.
 - **H319** : Provoque une sévère irritation des yeux.
 - **H341** : Susceptible d'induire des anomalies génétiques (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger).
 - **H350** : Peut provoquer le cancer.



Fiche technique 8 : Estérification

Niveau	2BAC	Unité	Chimie	Durée	
Objectifs	➤ Vérification de la possibilité d'augmenter la vitesse d'estérification ➤ Détermination du rendement de la réaction				
Matériel expérimental	Matériels : • Ballon de 150 ml • Pipette de 10 ml • Bécher de 100 ml • Burette de 20 ml • Pipette de 10 ml • Pissette remplie par l'eau distillé • Chauffe ballon • Grains de pierre ponce • Potence • Support élévateur • Réfrigérant à bouble • Graisse : huile ... Produits chimiques : • 57 ml d'acide éthanoïque (CH_3COOH) pur • 58 ml d'éthanol ($\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$) pur • 2 ml d'acide Sulfurique (H_2SO_4) concentré • Hydroxyde de sodium de concentration 1 mol/l				
Protocol expérimental	Mode opératoire				
	• Introduire 57 ml d'acide éthanoïque dans le ballon • Ajouter dans le même ballon 58 ml d'éthanol pur • Prélever en utilisant une pipette, 2 ml d'acide sulfurique (H_2SO_4) concentré • Monter le chauffage à reflux comme suit : - Placer le chauffe-ballon sur le support élévateur puis fixer à l'aide d'une pince plate le ballon sur le chauffe-ballon après d'ajouter quelques grains de pierre ponce - Placer le réfrigérant bien vertical sur le ballon (en graissant si nécessaire) et l'attacher à l'aide d'une pince à trois doigts à la barre de montage. - Alimenter le réfrigérant en eau froide avec un faible débit d'eau. L'arrivée d'eau se fait par le bas et la sortie d'eau par le haut du réfrigérant. - Brancher et allumer le chauffe-ballon. • Chauffer le mélange pendant 1h30min • À la fin de la synthèse, éteindre le chauffage et abaisser le support élévateur. Laisse circuler l'eau jusqu'à ce que le milieu réactionnel ait suffisamment refroidi. • Prélever en utilisant une pipette 5,85 ml de contenu du ballon puis verser-le dans un bécher de 100 ml, puis placer le bécher sur un support. • Remplir la burette par l'hydroxyde de sodium, puis fixer le verticalement sur le bécher à l'aide d'une pince plate. • Ajouter quelques gouttes de phénophtaléine dans le bécher contenant le mélange à dosé • Commencer le dosage, en ajoutant goutte à goutte l'hydroxyde de sodium jusqu'à l'apparition de la couleur pourpre • Fermer le robinet de la burette, puis noté le volume de la soude ajouté.				

Schéma expérimentale




Montage chauffage à reflux

Le mélange réactionnel contient :

- 57 ml d'acide éthanoïque (CH₃COOH) pur
- 58 ml d'éthanol (C₂H₆O) pur
- 2 ml d'acide Sulfurique (H₂SO₄) concentré
- Grains de pierre ponce

Résultats

- L'équation bilan de la réaction :



Précautions Et consignes

- Porter les équipements de protection (blouse, lunette, lagans)
- Débarrasser le paillasse au fur et à mesure que les manipulations sont exécutées et ranger le matériel dont vous n'avez plus besoin
- Il faut manipuler l'acide éthanoïque avec précaution, car il est :
 - **H226** : Liquide et vapeurs inflammables
 - **H314** : Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux




- Il faut manipuler l'acide sulfurique avec précaution, car il est :
 - **H290** : Peut être corrosif pour les métaux
 - **H314** : Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaire



- Il faut manipuler l'éthanol à (95°) avec précaution, car il est :
 - H225 : liquide et vapeurs très inflammables.




Fiche technique 9 : La synthèse et les propriétés du savon

Niveau	2BAC	Unité	Chimie	Durée	
Objectifs	➤ Préparer un savon par réaction entre la soude et l'huile. ➤ Mettre en évidence quelques propriétés du savon.				
Matériel expérimental	<u>Matériels :</u> • Montage du chauffage à reflux (figure a) • Ballon de (250mL.) • Eprouvette graduée de (25mL) • Un verre à pied de (250mL) • Une balance • Un flacon de (100mL) • Le montage de filtration sous vide (figure b) • Un plat, • Pierres de ponces • Une spatule <u>Produits chimiques :</u> • L'hydroxyde de sodium • L'huile d'olive • L'éthanol à (95°) • Une solution saturée de chlorure de sodium • L'eau distillée				
Protocol expérimental	Mode opératoire				
	• On calcule la masse nécessaire d'hydroxyde de sodium pour préparer une solution aqueuse de volume $V = 20mL$ et de concentration $C = 8.0\ mol.\ L^{-1}$ • On donne la masse molaire de la soude $M(NaOH) = 40g.\ mol^{-1}$. • On mesure cette masse puis on l'introduit progressivement dans un ballon contenant $20mL$ d'eau distillée (il faut prendre des précautions car la réaction de la soude avec l'eau est exothermique). • On calcule puis on mesure le volume de l'huile d'olives correspondant à $10\ g$ sachant que la densité de l'huile est 0.90. • On verse dans un flacon, la solution de soude préparée, l'huile et on ajoute $10mL$ d'éthanol et quelques pierres de ponces puis bien agiter. • On monte le ballon dans le montage du chauffage à reflux puis le faire fonctionner pendant environ une demi-heure, entre temps, on verse $100mL$ d'une solution saturée de chlorure de sodium dans un verre à pied, que nous laissons de côté. • Après une demi-heure on arrête le chauffage, on verse le mélange chaud dans le verre à pied et on observe ce qui se passe. • On filtre le contenu du verre à pied en utilisant le montage de la filtration sous vide puis on lave (rinse) le corps solide en ajoutant $20mL$ d'eau salée. • On place le corps solide obtenu dans un plat puis on le sèche avec un séchoir ou du papier buvard. • A l'aide d'une balance on mesure la masse du corps solide obtenu.				
	Schéma expérimentale				
 Figure a  Figure b					

Résultats

- La réaction de l'huile alimentaire contenant le triglycéride avec une solution d'hydroxyde de sodium conduit au savon selon la réaction :



Précautions Et consignes

- Porter la blouse, les gants et lunettes de protection.
- Débarrasser le paillasse au fur et à mesure que les manipulations sont exécutées et ranger le matériel dont vous n'avez plus besoin
- Il faut manipuler l'hydroxyde de sodium avec précaution, car il est :
 - **H314** : Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires




- Il faut manipuler l'éthanol à (95°) avec précaution, car il est :
 - **H225** : liquide et vapeurs très inflammables.



- **P210** : Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation.
- **P305+P351+P338** : En cas de contact avec les yeux, rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes, enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Fiche technique 10 : Dosage direct de l'aspirine

Niveau	2BAC	Unité	Chimie	Durée	
Objectifs	➤ Montrer expérimentalement que le choix des conditions cinétiques (température, concentrations) permet de favoriser une réaction par rapport d'autres réactions possibles ➤ Dosage de l'acide acétylsalicylique contenu dans un comprimé d'aspirine				
Matériel expérimental	<u>Matériels :</u> • Erlenmeyer de 250 ml • Spatule • Burette graduée • Eprouvette de 100 ml • Ballon de 250 ml • Agitateur magnétique, un barreau magnétique • Mortier <u>Produits chimiques :</u> • Comprimé d'aspirine • Solution d'hydroxyde de sodium (NaOH) de concentration $C_B = 0,1$ mol/l • Bleu de Bromothymol (BBT) • Pissette d'eau distillé				
Protocol expérimental	Mode opératoire				
	• Broyer dans un mortier un comprimé d'aspirine puis Introduire le dans un ballon de 250 ml • Remplir le ballon aux trois quarts avec de l'eau distillée et agiter pour dissoudre la poudre de l'aspirine puis ajouter l'eau distillée jusqu'à un volume de 250 ml • En utilisant une éprouvette, prélever 100 ml de la solution obtenue et la verser dans un erlenmeyer placé sur un agitateur magnétique • Ajouter quelques gouttes de Bleu de bromothymol (BBT) • Remplir la burette avec la solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C_B = 0,10$ mol/l • Tout en agitant, verser progressivement la solution d'hydroxyde de sodium dans l'erlenmeyer rapidement au début puis goutte à goutte à la proche de l'équivalence • Arrêter l'addition de la solution lorsque l'indicateur vire au bleu. Relever la valeur du volume d'équivalence V_{eq}				
	Schéma expérimentale				
 schéma du montage du dosage 					

Résultats	L'équation bilan de la réaction : $CH_3COOC_6H_4COOH + HO^- \rightarrow CH_3COOC_6H_4COO^- + H_2O$ $CH_3COOC_6H_4COOH$: Acide acétylsalicylique $CH_3COOC_6H_4COO^-$: ion acétylsalicylate
Précautions Et consignes	• Porter la blouse, les gants et lunettes de protection. • Débarrasser le paillasse au fur et à mesure que les manipulations sont exécutées et ranger le matériel dont vous n'avez plus besoin • Il faut manipuler la soude avec précaution, car il est : ➤ H314 : Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires.